



CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO PARA COLUNA



TIPOS DE ENCAIXES COMPATÍVEIS



LINVATEC ®




RAZEK ®



DYONICS ®
EPI



SETORMED ®



ARTHROTEK ®




STRYKER ®
FÓRMULA



BIOMET ®

TIPOS DE PONTAS



BROCA REDONDA
CAPA FRONTAL



BROCA REDONDA
CORTANTE
SEM CAPA



BROCA REDONDA
DIAMANTADA
SEM CAPA



Registro Anvisa Cortante :
81715689004

Registro Anvisa Diamantada :
81715689005

Especificações técnicas

Descrição	Tipos de encaixes	Diâmetros	Comprimentos	Tipos de pontas
Cânula de Debridação Óssea Cortante	LVT RZK DYP STM ATK STF BMT	Ø 3,5 mm	330 mm	BRCF BRSC
Cânula de Debridação Óssea Diamantada	LVT RZK DYP STM ATK STF BMT	Ø 3,5 mm	330 mm	BRDSC

TIPOS DE ENCAIXES COMPATÍVEIS



LVT - LINVATEC ®




RZK - RAZEK ®



DYP - DYONICS ®
EPI



STM - SETORMED ®



ATK - ARTHROTEK ®



STF - STRYKER ®
FÓRMULA



BMT - BIOMET ®

TIPOS DE PONTAS



BRCF - BROCA
REDONDA CAPA
FRONTAL



BRSC - BROCA
REDONDA
CORTANTE
SEM CAPA



BRDSC - BROCA
REDONDA DIAMANTADA
SEM CAPA

Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO.

Validade de 2 anos.

O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto.

INDICAÇÕES DE USO E FINALIDADE

Cânula de Debridação Óssea Cortante são indicados para cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral, as cânulas possuem a função de realizar a debridação de desbates ósseos.

Cânula de Debridação Óssea Diamantada são indicados para cirurgias minimamente invasivas da coluna vertebral, as cânulas possuem a função de realizar a debridação para o acabamento e polimento ósseo.

Nutec Global Indústria e Comércio LTDA

Avenida 52A, nº 771 - Vila Alemã - Rio Claro/ SP - CNPJ: 07.575.813/0001-59
+55 (19) 3536-3535 | nutecglobal.com.br | comercial@nutecglobal.tech

