



NUTEC GLOBAL




Instrumentos Cirúrgicos Gerais
Instrumentos para aspiração


Cânula de Aspiração Cônica

Registro Anvisa: nº 81715689001


- A Cânula para Aspiração Cônica Nutec possui excelente controle do poder de sucção, com o furo controlador na face anatômica do produto.
- Instrumento fino de micro sucção.
- Ponta ativa **atraumática**.
- Visão mais ampla do local de operação, mesmo nas abordagens mais restritas.
- Uso único.




Flexibilidade com **moldagem** e ajuste rotacional 360° manual para **multifuncionalidade** em qualquer acesso cirúrgico:




- Fácil conexão com o tubo de sucção no encaixe escalonado:




- Ponta do tubo de sucção cônica que evita entupimento:



- Controle de sucção no furo controlador:



- Acompanha um fio de limpeza descartável:



Dimensões

Dimensions

Descrição Description	Ø Ponta Ø Tip		Comp. de Trabalho Working Length		Comp. Total Total Length		Cor Color	Ilustração Illustration
	MM	FR	MM	INCH	MM	INCH		
Cânula para Aspiração Cônica FR 3 Conical Aspiration Cannula 3 FR	1,0	3	80	3 1/8"	142	5 1/8"	Lilás Lilac	
			100	4"	162	6"		
			120	4 3/4"	182	6 1/2"		
			140	5 1/2"	202	7 1/4"		
			160	6 1/2"	222	8 3/4"		
			180	7"		9"		
Cânula para Aspiração Cônica FR 4 Conical Aspiration Cannula 4 FR	1,3	4	80	3 1/8"	142	5 1/8"	Verde Green	
			100	4"	162	6"		
			120	4 3/4"	182	6 1/2"		
			140	5 1/2"	202	7 1/4"		
			160	6 1/2"	222	8 3/4"		
			180	7"		9"		
Cânula para Aspiração Cônica FR 5 Conical Aspiration Cannula 5 FR	1,7	5	80	3 1/8"	142	5 1/8"	Laranja Orange	
			100	4"	162	6"		
			120	4 3/4"	182	6 1/2"		
			140	5 1/2"	202	7 1/4"		
			160	6 1/2"	222	8 3/4"		
			180	7"		9"		
Cânula para Aspiração Cônica FR 6 Conical Aspiration Cannula 6 FR	2,0	6	80	3 1/8"	142	5 1/8"	Azul Blue	
			100	4"	162	6"		
			120	4 3/4"	182	6 1/2"		
			140	5 1/2"	202	7 1/4"		
			160	6 1/2"	222	8 3/4"		
			180	7"		9"		
Cânula para Aspiração Cônica FR 7 Conical Aspiration Cannula 7 FR	2,3	7	80	3 1/8"	142	5 1/8"	Amarelo Yellow	
			100	4"	162	6"		
			120	4 3/4"	182	6 1/2"		
			140	5 1/2"	202	7 1/4"		
			160	6 1/2"	222	8 3/4"		
			180	7"		9"		

Fabricado no Brasil

O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto.



A NUTEC GLOBAL está empenhada em fornecer produtos médicos hospitalares de alta qualidade, incorporando tecnologia e inovação para aprimorar a saúde e eficácia dos tratamentos. Nosso compromisso é estabelecer uma posição de destaque no mercado de instrumentos cirúrgicos e equipamentos médicos, impulsionando um crescimento sólido e contínuo. Além disso, estamos plenamente alinhados com os requisitos da RDC 665/2022, garantindo que nossos produtos atendam aos mais rigorosos padrões de qualidade e conformidade regulatória. Nossa missão se traduz em uma dedicação inabalável ao bem-estar dos pacientes e à satisfação dos profissionais de saúde.

Através de um trabalho bem-sucedido e da constante busca por aprimoramento, estamos comprometidos em promover avanços significativos na área de produtos médicos, mantendo sempre a qualidade e a inovação como nossos pilares fundamentais. Na NUTEC GLOBAL, estamos determinados a fazer a diferença na saúde e na vida das pessoas.





NUTEC GLOBAL

NUTEC GLOBAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



Av. 52 A, 771 , Vila São José,
Rio Claro, São Paulo, Brasil.

comercial@nutecglobal.tech

+ 55 019 3536-3535

www.nutecglobal.com.br

CAT.N001.000 | Revisão 00