

Indicação de Uso: **Joelho** | **Ombro** | **Tornozelo** | **Punho** | **Otorrino** | **Articulações menores** | **Extremidades** | **Quadril**

Finalidade: Os modelos de **Cânula de Debridação Nutec Microartro** possuem a função de cortar, raspar, moer, furar e remover ossos, tecidos moles.



## TIPOS DE PONTAS



BACL  
Broca Afilada  
com capa



BOCL  
Broca Oval  
com capa




BRCL  
Broca  
Redonda  
com capa



CMA  
Cortador de  
menisco agressivo



APC  
Agressivo de  
perfil completo



PONTAS AFIADAS

## TIPOS DE ENCAIXES COMPATÍVEIS



LVT -  
LINVATEC ®



RZK - RAZEK ®



DYP - DYONICS ®  
EPI




STM - SETORMED ®



ATK -  
ARTHIROTEK ®




STF - STRYKER  
FÓRMULA ®




BMT -  
BIOMET ®




RZM -  
MINI RAZEK ®



SSJ -  
STRYKER SMALL  
JOINT ®




MLV -  
MINI LINVATEC ®




ENCAIXE EM ALUMÍNIO

## Especificações técnicas

| Descrição                                | Tipos de encaixes                                            | Diâmetros                                    | Comprimentos                        | Tipos de pontas                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO<br>NUTEC MICROARTRO | LVT   RZK   DYP<br>STM   ATK   STF<br>BMT   RZM   SSJ<br>MLV | Ø 2,5 mm<br>Ø 3,0 mm<br>Ø 3,5 mm<br>Ø 4,5 mm | 80 cm<br>115 cm<br>150 mm<br>190 mm | BACL<br>BOCL<br>BRCL<br>CMA<br>APC |



- Exérese de corpos livres;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Artrites e sinovites do ombro;
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Lesões do labrum;
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Ombro congelado;
- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Lesões do manguito rotador;
- Tendinite calcária do ombro;
- Lesões de menisco;
- Lesões de ligamentos;
- Deslocamento da patela;
- Lesões de tendão muscular;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Sinovite crônica;
- Lesões condrais por desbridamento;
- Ressecção óssea;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur;
- Pequenas articulações (ombro, joelho, quadril, cirurgias endoscópicas e/ou minimamente invasivas da coluna vertebral);
- Outras lesões passíveis de artroscopia;
- ATM (Articulação Temporomandibular);
- Cirurgia de Buco-Maxilo;
- Cirurgia de Urologia.



- Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO
- Validade de 2 anos
- Uso único e proibido reprocessar
- Encaixe em Alumínio
- Pontas Afiaças
- 100% Testadas

### Nutec Global Indústria e Comércio LTDA

Avenida 52A, nº 771 - Vila Alemã - Rio Claro/ SP - CNPJ: 07.575.813/0001-59  
+55 (19) 3536-3535 | comercial@nutecglobal.tech

www.nutecglobal.com.br

in | | f | @nutec.global



CAT.0000.005 | Revisão 00