

Indicação de Uso: **Joelho | Ombro | Quadril | Tornozelo | Punho | Otorrino | Articulações menores | Extremidades**

Finalidade: Os modelos de **Cânula de Debridação Nutec Microartro** possuem a função de cortar, raspar, moer, furar e remover ossos, tecidos moles.



TIPOS DE PONTAS



BACL
Broca Afiada
com Capa
Lateral




BOCL
Broca Oval
com Capa
Lateral




BRCL
Broca
Redonda
com Capa
Lateral



CMA
Cortador de
menisco agressivo



APC
Agressivo de
perfil completo



PONTAS AFIADAS

TIPOS DE ENCAIXES COMPATÍVEIS



**LVT -
LINVATEC ®**



RZK - RAZEK ®




**DYP - DYONICS ®
EPI**



STM - SETORMED ®



**ATK -
ARTHROTEK ®**




**STF - STRYKER
FÓRMULA ®**




**BMT -
BIOMET ®**




**RZM -
MINI RAZEK ®**



**SSJ -
STRYKER SMALL
JOINT ®**




**MLV -
MINI LINVATEC ®**




ENCAIXE EM ALUMÍNIO

Especificações técnicas

Descrição	Tipos de encaixes	Diâmetros	Comprimentos	Tipos de pontas
CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO NUTEC MICROARTRO	LVT RZK DYP STM ATK STF BMT RZM SSJ MLV	Ø 2,5 mm Ø 3,0 mm Ø 3,5 mm Ø 4,5 mm	80 mm 115 mm 150 mm 190 mm	BACL BOCL BRCL CMA APC



- Exérese de corpos livres;
- Lesões da longa porção do bíceps;
- Artrites e sinovites do ombro,
- Cirurgia da articulação acromioclavicular;
- Lesões do "labrum";
- Lesões da coifa dos rotadores;
- Ombro congelado,
- Bursoscopia ou endoscopia do espaço subacromial;
- Lesões do manguito rotador;
- Tendinite calcária do ombro;
- Lesões de menisco;
- Lesões de ligamentos;
- Deslocamento da patela;
- Lesões de tendão muscular;
- Síndrome do impacto ulno-carpal;
- Sinovite crônica;
- Lesões condriais por desbridamento;
- Ressecção óssea;
- Desbridamento da articulação do quadril na osteoartrose;
- Desbridamento da artrite séptica e lesões do ligamento da cabeça do fêmur;
- Pequenas articulações (ombro, joelho, quadril, cirurgias endoscópicas e/ou minimamente invasivas da coluna vertebral);
- Outras lesões passíveis de artroscopia;
- ATM;
- Cirurgia de Buco Maxilo;
- Cirurgia de Urologia.
- Cirurgia de otorrinolaringologia.



- Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO
- Validade de 2 anos
- Uso único e proibido reprocessar
- Encaixe em Alumínio
- Pontas Afiaadas
- 100% Testadas

Nutec Global Indústria e Comércio LTDA

Avenida 52A, nº 771 - Vila Alemã - Rio Claro/ SP - CNPJ: 07.575.813/0001-59
+55 (19) 3536-3535 | comercial@nutecglobal.tech

www.nutecglobal.com.br

in @ @ f | @nutec.global



CAT.0000.005 | Revisão 01