




CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO NUTEC **MACROARTRO**



Indicação de Uso: **Joelho | Ombro | Quadril | Coluna**

Finalidade: Os modelos de **Cânula de Debridação Nutec Macroartro** possuem a função de cortar, raspar, moer, furar e remover ossos, tecidos moles.



PONTAS:



BASC - Broca Afilada Sem Capa

BOSC - Broca Oval Sem Capa

BRSC - Broca Redonda Sem Capa

BACL - Broca Afilada Capa Lateral

BOCL - Broca Oval Capa Lateral

BRCL - Broca Redonda Capa Lateral

CMA - Cortador de Menisco Agressivo

APC - Agressivo de Perfil Completo

ENCAIXES:



Especificações técnicas

Descrição	Tipos de Encaixes	Diâmetros	Comprimentos	Tipos de pontas
CÂNULA DE DEBRIDAÇÃO NUTEC MACROARTRO	LVT RZK DYP STM ATK STF BMT	Ø 5,5 mm Ø 6,5 mm	150 mm 190 mm	BASC BOCL BOSC BRCL BRSC CMA BACL APC

- Produto Estéril – Esterilizado por Óxido de Etileno – ETO
- Validade de 2 anos
- O fabricante recomenda uso único e não reesterilizar o produto

- Encaixe em Alumínio
- Pontas Afiadas
- 100% Testadas

